

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

PATIËNTENINFO

Groene Hart Ziekenhuis 
Open voor iedereen

Speeksel afnemen met een wattenstaafje

Onderzoek naar DNA in het laboratorium

U neemt speeksel af met een wattenstaafje (een swab). Het laboratorium gebruikt dit speeksel voor DNA-onderzoek.

Wat heeft u nodig?

Zorg ervoor dat u dit meeneemt:

- Deze folder
- Het zakje met het wattenstaafje voor het speeksel (de swabkit, zie afbeelding)



Belangrijke punten voor de afname



- **30 minuten voor de test:** U mag niet eten, drinken, roken of kauwgom kauwen
- **In het buisje:** Slik de vloeistof uit het buisje niet in. Laat de vloeistof gewoon in het buisje zitten.
- **Het wattenstaafje:** Kauw niet op de top van het wattenstaafje en trek er niet aan.

Hoe neemt u speeksel af?

1. Trek de verpakking open.
2. Haal het wattenstaafje eruit. Raak het uiteinde van het wattenstaafje niet aan met uw vingers [zie afbeelding 1].
3. Stop het wattenstaafje in uw mond. Wrijf met wat druk 10 keer langs de binnenkant van elke wangwang [zie afbeelding 2].
4. Pak nu het buisje erbij. Houd het buisje rechtop en draai de dop eraf [zie afbeelding 3].
5. Houd het wattenstaafje vast aan het stokje. Zet het uiteinde van het

wattenstaafje in de vloeistof. Raak het uiteinde **niet** aan met uw vingers. Laat het wattenstaafje in het buisje zitten en draai de dop goed dicht.

6. Draai het buisje 10 op de kop en weer rechtop. Zo mengt de vloeistof goed [zie afbeelding 4].
7. Bewaar het buisje op kamertemperatuur tot u het inlevert.



Meer informatie

Meer informatie over het ziekenhuis vindt u op onze website www.ghz.nl.

U kunt ook bellen met het algemene telefoonnummer 0182 – 50 50 50.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
0182 - 50 50 50
www.ghz.nl

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
oktober 2026
05.07.071