

Test Triple Fèces (TFT): examen des parasites intestinaux

Contenu: Le test comporte 3 récipients: 2 récipients contenant du liquide et 1 récipient vide.

Utilisation: Durant 3 jours consécutifs, mettre une petite quantité de selles, directement après les avoir produites, dans les récipients:


Le jour 1 Dans un récipient contenant du liquide jusqu'au niveau indiqué par la fleche rouge.

Le jour 2 Dans un récipient sans liquide jusqu'au niveau indiqué par la fleche rouge

Le jour 3 Dans un récipient contenant du liquide jusqu'au niveau indiqué par la fleche rouge

- Outre des selles, les récipients peuvent contenir du sang et des glaires, car il pourrait s'y trouver des parasites.
- Des vers entiers ou des parties de vers devront être mis dans le récipient 2.
- Si vous allez à la selle plusieurs fois par jour, ne remplissez un récipient qu'une fois par jour.
- Si vous n'allez pas à la selle tous les jours, attendez jusqu'à ce que vous avez pu remplir 3 récipients.

Comment remplir les récipients?



Danger / Poison

feuille d'absorption

- Remplir jusqu'au niveau indiqué par la fleche rouge. Ne pas dépasser le niveau indiqué. Après avoir rempli les récipients, vissez bien le couvercle et **agitez fermement environ 20 secondes.**

Postage:

- Notez vos nom et date de naissance et le jour du prélèvement sur chaque récipient.
- Après avoir rempli le troisième récipient vous devrez livrer el tout le plus tôt possible au laboratoire.

Remarques:

- Le liquide SAF contient l'acetate du sodium 1.5% + l'acide acetique 2% et le formaldéhyde 1,5%.
- **Evitez que des enfants ne boivent de ce liquide!!!**
- En cas d'ingestion par un enfant consultez un médecin immédiatement. Ne fait pas vomir l'enfant, donnez lui du lait à boire.
- En cas de contact avec la peau il n'est pas nocif, à condition de rincer directement.
- Le liquide SAF utilisé est peu toxique pour les adultes.