


# Triple Feces Test (TFT) voor onderzoek op darmparasieten

## afname Instructies

### Hoe dient het potje gevuld te worden?!



- Het potje tot aan de rode pijl vullen met feces. Na het vullen het deksel stevig dichtdraaien en daarna het **potje krachtig schudden gedurende 20 seconden**.
- Potje omwickelen met absorptievelletje en terug plaatsen in verpakking.

**Afname:** Op 3 achtereenvolgende dagen, direct na de ontlasting, het potje vullen met feces.

Dag 1 Potje nummer 1 ( met vloeistof): vullen tot aan de rode pijl.

Dag 2 Potje nummer 2 ( zonder vloeistof): vullen tot aan de rode pijl.

Dag 3 Potje nummer 3 ( met vloeistof): vullen tot aan de rode pijl.

- Indien bij de feces bloed en/of slijm wordt gezien, dit tevens meezenden, omdat ook hierin parasieten kunnen zitten.
- Indien bij de feces wormen of delen van wormen worden gezien, deze in potje 2 inleveren en dit a.u.b. vermelden op het inzendformulier.
- Indien u meerdere malen per dag feces produceert dan slechts 1 keer per dag een potje vullen. Indien u niet dagelijks feces produceert dan pas insturen indien u de 3 potjes heeft kunnen vullen.

## Verzenden:

- Noteer op elk potje uw naam, geboortedatum en de afnamedatum.
- Direct na het vullen van het derde potje het totale pakket tezamen met het aanvraagformulier bij het afhaalpunt (vraag uw behandelaar) of laboratorium afgeven of opsturen.

## Opmerkingen:

- **Voorkom dat kinderen de vloeistof gaan drinken!!!**
- De gebruikte vloeistof is niet drinkbaar. Indien er toch van gedronken is dan minstens 2 bekertjes melk drinken en de huisarts waarschuwen.
- Huidcontact is niet schadelijk (gewoon met water afspoelen).
- De vloeistof bevat 1,5% Natriumacetaat + 2,0% Azijnzuur + 1,5% Formaldehyde.