

Bepaling	Materiaal	Nabepaling mogelijk	
		< 1 dag	< 3 dagen
AFP	LH Plasma	√	
ALAT	LH Plasma	√	√
Albumine	LH Plasma	√	√
Alk. Fosf.	LH Plasma	√	√
ASAT	LH Plasma	√	√
Bezinking	EDTA	√	
Bili Direct	LH Plasma	√	√
Bili Totaal	LH Plasma	√	√
Celindices	EDTA volbloed	√	√
C-peptide	Serum	√	√
CEA	LH Plasma	√	
CA 125	LH Plasma	√	
CA 15-3	LH Plasma	√	
CA 19-9	LH Plasma	√	
Calcium	LH Plasma	√	√
	Urine	√	√
Chloride	LH Plasma	√	√
Cholesterol	LH Plasma	√	√
CK	LH Plasma	√	√
Cortisol	LH Plasma	√	
	Urine	√	
CRP	LH Plasma	√	√
Cystatine C	Serum	√	√
Erytrocyten aantal	EDTA volbloed	√	√
Ferritine	LH Plasma	√	
FSH	LH Plasma	√	
Foliumzuur	LH Plasma	√	
Fosfaat	LH Plasma	√	√
FT3	LH Plasma	√	
FT4	LH Plasma	√	
Galzure zouten	Serum	√	√
GammaGT	LH Plasma	√	√
Groeihormoon	Serum	√	
Haptoglobuline	LH Plasma	√	√
Hematocriet / Ht	EDTA volbloed	√	√
Hemoglobine A1c / HbA1c	EDTA volbloed	√	√
Hemoglobine / Hb	EDTA volbloed	√	√
HCG-beta	LH Plasma	√	√
HDL	LH Plasma	√	√
Homocysteïne	NF plasma	√	√
IgA	Serum	√	√
IgG	Serum	√	√
IgM	Serum	√	√
IJzer	LH Plasma	√	√
Kalium	LH plasma	√	√
	Urine	√	√
Kreatinine	LH Plasma	√	√
	Urine	√	√
LDH	LH Plasma	√	√
LDL	LH Plasma	√	√
Leukocyten aantal	EDTA volbloed	√	√

** Disclaimer*

Deze bepalingenlijst geeft een indicatief van de termijn waarin betreffende bepaling nog betrouwbaar nabepaald kan worden, indien het betreffende materiaal is afgenomen en onder gecontroleerde temperatuur bewaard is.

Bepaling	Materiaal	Nabepaling mogelijk	
		< 1 dag	< 3 dagen
Leukocyten differentiatie (flowcytometer)	EDTA volbloed	√	
LH	LH Plasma	√	
Lipase	LH plasma	√	√
Magnesium	LH Plasma	√	√
	Urine	√	√
Natrium	LH Plasma	√	√
	Urine	√	√
Micro-Albumine	Urine	√	√
Oestradiol	LH Plasma	√	
Osmolaliteit	Serum	√	
	Urine	√	
Pro-calcitonine	Serum	√	
Pro BNP	LH Plasma	√	√
Progesteron	LH Plasma	√	
Prolactine	LH Plasma	√	
PSA	LH Plasma	√	
PTH	LH Plasma	√	√
Reticulocyten	EDTA volbloed	√	
Testosteron	LH Plasma	√	
Triglyceride	LH Plasma	√	√
Totaal eiwit	Serum (EWS)	√	√
	LH Plasma (TP)	√	√
	Urine	√	√
Transferrine	LH Plasma	√	√
Trombocyten	EDTA volbloed	√	√
Troponine I HS	LH Plasma	√	√
TSH	LH Plasma	√	
Urinezuur	LH Plasma	√	√
	Urine	√	√
Ureum	LH Plasma	√	√
	Urine	√	√
Vit B12	LH Plasma	√	
Vit-D	Serum	√	√

** Disclaimer*

Deze bepalingenlijst geeft een indicatief van de termijn waarin betreffende bepaling nog betrouwbaar nabepaald kan worden, indien het betreffende materiaal is afgenomen en onder gecontroleerde temperatuur bewaard is.