



Inhoud

Introductie.....	3
1. Inloggen.....	3
1.1 Single Sign-On	3
1.2 Gebruik maken van uw UZI-pas	3
1.3 via de browser met uw UZI-pas	3
2. Inhoud Huisartsen Informatie Portaal	5
2.1 Patiënten informatie	5
2.2 Behandelrelatie	5
2.3 Labresultaten overzicht	6
2.4 Overzichtenpagina's	7
2.5 GHZ informatiepagina voor verwijzers.....	7
2.6 Uitgebreide handleiding HIP Enovation	7

Introductie

Voor u ligt de gebruikershandleiding van het Huisartsen Informatie Portaal (HIP). In het HIP vindt u de volgende onderdelen:

- a. Patiënten informatie
- b. Overzichtenpagina's
- c. GHZ informatie voor verwijzers

Voor vragen over of problemen met het HIP, kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Zorgrelaties.

Email: externezorgrelaties@ghz.nl
Telefoonnummer: (0182) 50 50 26

1. Inloggen

U kunt het HIP benaderen door in te loggen via Single Sign-On (SSO) of met uw UZI-pas via uw browser.

1.1 Single Sign-On

Via SSO maakt u gebruik van het bestaande account waarmee u inlogt in uw HIS. Indien u het HIP voor de eerste keer gebruikt, dient u in te loggen met uw UZI-pas. De keren daarop, wanneer het HIP de gegevens als een geldig account herkent, zal het inloggen automatisch plaatsvinden.

In de bijlage vindt u de stappen die voor uw HIS genomen moeten worden om deze koppeling met het HIP te maken. De manier waarop het HIP vanuit het HIS kan worden opgestart, kan per HIS verschillen. Uw HIS leverancier kan u hierover verder instrueren. Indien zich hierbij problemen voordoen, neem gerust contact op met de afdeling Externe Zorgrelaties (zie contactgegevens bovenaan deze gebruikershandleiding).

Wanneer u het HIP heeft opgestart vanuit het HIS, komt u bij de patiënten informatie meteen in de patiënt context van de patiënt die in uw HIS openstaat.


1.2 Gebruik maken van uw UZI-pas

Om in te loggen via de browser én wanneer u voor het eerst via de SSO inlogt, dient de UZI-paslezer op de juiste manier te zijn geïnstalleerd en is een geldige UZI-pas nodig die u bovendien heeft laten registreren bij ondertekening van de geheimhoudingsovereenkomst.

Voor de juiste installatie van de UZI-paslezer verwijzen wij naar: <https://www.uziregister.nl/uzi-pas>. Hier zijn diverse handleidingen per besturingssysteem te vinden, aan de hand waarvan u de UZI-paslezer kunt installeren en de juiste werking kunt controleren.

1.3 via de browser met uw UZI-pas

Met deze methode maakt u gebruik van een UZI-pas in combinatie met een paslezer. Op deze manier opent u de patiënten informatie met een patiënt zoekscherm. Inloggen vindt in dit geval plaats via het Topicus Zorgportaal. Deze kan in een browser geopend worden op het adres: <https://login.topicuszorgportaal.nl>
Vervolgens kiest u hier voor de optie 'UZI-Pas'.



Afhankelijk van de configuratie van uw systeem (internet browser en aanwezige certificaten) kan het scherm dat vervolgens wordt getoond er anders uitzien. Er kan u eerst een vraag gesteld worden om de juiste UZI-pas (certificaat) uit een lijst te selecteren en daarna verschijnt er een scherm om het 'hoofdwachtwoord' of 'pincode' van uw UZI-Pas in te geven. In het bijgeleverde voorbeeld betreft dit een scherm van windows-security.



Windows Security



Smart Card

Please enter your PIN.




PIN

[Click here for more information](#)

OK

Cancel

Tussentijds of op de achtergrond kan ook onderstaand venster aanwezig zijn in uw scherm




Bij een succesvolle login met de UZI-pas zal u in de meeste gevallen direct worden doorgeleid naar het HIP. Gebruikt u het Topicus Zorgportaal voor meerdere toepassingen? In dat geval krijgt u een overzichtspagina met meerdere 'Diensten' en klikt u op de juiste tegel om het HIP te starten.

2. Inhoud Huisartsen Informatie Portaal

Als u bent ingelogd, komt u op een landingspagina met de volgende mogelijkheden:

- Patiënten informatie
- Overzichtenpagina's
- GHZ informatie voor verwijzers



2.1 Patiënten informatie

In het HIP worden **alleen** gegevens van patiënten getoond waarvan zijn/haar BSN in het GHZ is gevalideerd. Wij vragen patiënten om hun **toestemming** voor het delen van medische gegevens.

Wanneer een patiënt 'nee' of, per 15 mei 2018, geen toestemming heeft geregistreerd (dus geen 'ja' én geen 'nee'), worden zijn/haar gegevens niet getoond. Graag vragen we u om hierin een rol in te nemen. Wij zullen u toestemmingsformulieren verstrekken die u in uw praktijk onder de aandacht kunt brengen en kunt laten invullen. Ingevulde toestemmingsformulieren kunt u met onze lab koeriers meesturen.

2.2 Behandelrelatie

Bij het openen van het HIP of na het zoeken van een patiënt, krijgt u een pop-up scherm om de behandelrelatie met deze patiënt te bevestigen. Het selecteren van een patiënt en het bevestigen van de behandelrelatie zijn acties die worden gelogd en waarmee achteraf eventueel oneigenlijke toegang tot een patiëntdossier kan worden gecontroleerd.

Behandelrelatie bevestigen

Met het opvragen van het dossier van deze patiënt bevestigt u dat u een behandelrelatie heeft met deze patiënt:

- Zorg voor een vastlegging van deze behandelrelatie in uw patiëntregistratiesysteem.
- Controleert u zorgvuldig of het resultaat bij de juiste persoon hoort voor u deze gegevens verder gebruikt.

AnnulerenDoorgaan

2.3 Labresultaten overzicht

Naast het tonen van individuele documenten biedt de Enovation XDS Viewer ook de mogelijkheid om een cumulatief overzicht van laboratoriumuitslagen in tabelvorm te tonen. U opent dit overzicht door op "Labresultaat" te klikken in het navigatiemenu (1).

De overige opties in dit scherm zijn:

- Kolommen tonen/verbergen (2).
- Commentaar over het gehele laboratoriumonderzoek tonen (3).
- Commentaar over een specifieke bepaling tonen (4).
- Een filter toepassen (5).
- Het weergeven van de resultaten van een bepaling in een lijndiagram (6).
- Paginering toepassen (7). Standaard worden alle labresultaten getoond en kan er zowel horizontaal als verticaal doorheen worden gescrold. Voor browsers met een slechtere performance kunnen de uitslagen over meerdere "pagina's" worden verdeeld.
- Het weergeven van een tooltip met een omschrijving van de interpretatiecode die tussen haakjes wordt weergegeven (8).
- Het weergeven van de status van de bepaling als deze anders is dan "complete" of "completed".

Enovation Viewer Zoek patiënt Demo Gebruiker ?

Fatima El Hamdaoui-Idrissi BSN 999995947 Geboortedatum 09 mrt. 1980 Geslacht Vrouw

Overzicht **Labresultaten** Toestemmingen

Filter

Bepaling naam
Bepaling

Bepaling datum
Begindatum
Einddatum

Bepaling categorie
Categorie

Bron
☐ RZN (4)

Gebruik paginering

Bepaling	Eenheid	Ref. interval	06 dec. 2015 RZN	06 dec. 2015 RZN	05 dec. 2015 RZN	03 dec. 2015 RZN
general						
Atypische lymfo.			+ A	+ A	+ A	+ A
Baso	10 ⁹ /l	0.0 - 0.2	0.05	0.1	0.12	0.16
Bloedgroep			A	A		A
Bloedgroep					A	
Eos	10 ⁹ /l	0.0 - 0.5	0.30	0.25	0.39	0.33
Ery	x10 ¹² /L	4.50 - 5.50	4.74	4.65	4.76	4.13 L
Hb	mmol/L	8.5 - 11.0	8.8	8.6	9.9	9.4
Ht	L/L	0.40 - 0.50	0.39 L	0.39 L	0.42	0.47
IRA		> n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Leuko	x10 ⁹ /L	4.0 - 10.0	6.8	7.2	8.3	7.3
Lymfo	10 ⁹ /l	1.0 - 3.5	2.1	1.9	2.3	3.0
MCV	fL	80 - 100	87	90	88	91
Mono	10 ⁹ /l	0.1 - 1.0	1.4 H	1.5 H	0.52	0.6
myelocyten	10 ⁹ /l		0.2	0.2	0.2	0.3
RDW (anisocytose index)	%	10 - 15	13.0	13.5	11.6	13.3

Als deze functionaliteit geactiveerd is, heeft u de mogelijkheid documenten en laboratoriumuitslagen te exporteren als pdf-document. U maakt van deze functionaliteit gebruik door op de knop "Exporteer naar PDF" te klikken. De knop is alleen zichtbaar als het exporteren van dat type document wordt ondersteund en als de functionaliteit is ingeschakeld door een beheerder.

2.4 Overzichtenpagina's

Wanneer u doorklikt naar de overzichtenpagina's ziet u welke patiënten er van u zijn opgenomen op de SEH en in het algemeen en wie er zijn ontslagen.

SEH Bezoeken						
Dag Week 2 Weken Maand						
Naam	Geboortedatum	Geslacht	Aanvang bezoek	Aandoening	Doorverwijzing	
T. Bakker	12-01-1943	M	21-10-2016	COPD exacerbatie	Longziekten	
K. Verhulst	01-03-1943	M	16-11-2016	Hypoglycemie	Endocrinologie	

Opgenomen Patienten						
Dag Week 2 Weken Maand						
Naam	Geboortedatum	Geslacht	Opname Datum	Hoofdbehandelaar	Afdeling	Opname Indicatie
T. Hoekslager	12-01-1956	M	05-09-2016	T. van Duuren	Neurologie	4.08 Hemiplegie
A. van der Horst	16-08-1961	V	13-05-2016	A. Herenbosch	KNO	12.02 Chronische Rhinitis

Ontslagen Patienten						
Dag Week 2 Weken Maand						
Naam	Geboortedatum	Geslacht	Opname Datum	Ontslag Datum	Opname Duur	Opname Indicatie
T. Peesman	12-01-1944	M	28-07-2016	28-09-2016	2 maanden	Multipel Myeloom
T. Verveer	19-03-1944	V	28-04-2016	28-05-2016	1 maand	Non-Hodgkin Lymfoom

2.5 GHZ informatiepagina voor verwijzers

Op deze website vindt u alle relevante informatie voor verwijzers op één plek, te noemen:

- Informatie en aanmelden voor (bijscholings)evenementen van het GHZ
- Overzicht van de gezichten van het GHZ
- Nieuws vanuit het GHZ dat voor u belangrijk kan zijn
- Laboratorium informatie (bijvoorbeeld thuisprikplanning en prijs- en bestellijsten van het lab)


2.6 Uitgebreide handleiding HIP Enovation

De leverancier Enovation biedt een uitgebreide handleiding die altijd actueel is. U kunt deze als volgt raadplegen als u bent ingelogd in het HIP:

Bovenin eerst op het '?' klikken:



Vervolgens opent het Help scherm. Klik op de tekst 'gebruikershandleiding' klikken, via een hyperlink komt u bij de handleiding uit:



Groene Hart Ziekenhuis
Open voor iedereen

Demo Gebruiker

Ondersteuning ✕

Bedankt dat u gebruik maakt van de Enovation Viewer. Raadpleeg onze [gebruikershandleiding](#) voor algemene gebruiksinstructies.

Contact
E-mail: xds@enovationgroup.com
Tel: +31 (0)88 8 366 211

Vermeld bij contact opnemen:

Omgeving:	viewer.acc.xdsconnect.nl
Versie Viewer:	1.31.2
Uw organisatie:	Groene Hart Ziekenhuis
Uw gebruikersnaam:	xds@enovationgroup.com
Browser + versie:	Firefox 138
Bericht:	<i>e.g. Bijvoorbeeld uw vraag of probleem met daarbij de datum/tijd van optreden en hoe het probleem kan worden gereproduceerd. Voeg screenshots toe indien relevant.</i>

Kopieer bovenstaande informatie in uw e-mail of klik op onderstaande knop om een nieuwe e-mail te maken in uw standaard e-mail programma.

Stuur geen gevoelige (patiënt) informatie mee in uw e-mail. E-mails met gevoelige informatie worden verwijderd zonder te worden gelezen.

[Open e-mail](#)