

## آزمایش سه دفعه ای مدفوع مدفوع - TFT - برای بررسی وجود انگل‌های روده ای


### محتویات:

در بسته دریافتی سه ظرف پلاستیکی موجود می باشد: دو ظرف حاوی مایع و یک ظرف خالی!

### طرز استفاده:

سه روز متوالی بلافاصله بعد از قضای حاجت، مدفوع را به ظرف مربوطه انتقال دهید:  
 روز اول: ظرف شماره ۱ (حاوی مایع) را تا محل علامتگذاری شده (فلش قرمز) با مدفوع پر نمایید.  
 روز دوم: ظرف شماره ۲ (فاقد مایع) را تا محل علامتگذاری شده (فلش قرمز) با مدفوع پر نمایید.  
 روز سوم: ظرف شماره ۳ (حاوی مایع) را تا محل علامتگذاری شده (فلش قرمز) با مدفوع پر نمایید.  
 \* در صورت مشاهده خون یا ماده بلغمی (لزج) آنرا همراه مدفوع ارسال دارید زیرا در آن انگل‌های کوچک ممکن است وجود داشته باشد.

\* در صورت مشاهده کرم یا تکه های آن، از ظرف شماره ۲ برای ارسال آنها استفاده نموده و این مسئله را در فرم مربوطه درج نمایید.  
 \* در صورت اجابت مزاج به دفعات مکرر در روز، فقط یک ظرف را تا محل علامتگذاری شده پر کرده و از ظرف‌های دیگر در روزهای بعدی استفاده کنید. (روزی یک ظرف)  
 \* در صورتیکه قضای حاجت بطور روزانه صورت نمیگیرد، در ارسال آنها تا پر شدن هر سه ظرف صبر نمایید.



### طریقه ارسال

\* بروی هر ظرف نام، تاریخ تولد خود و تاریخ پر کردن ظرف مربوطه را بنویسید.  
 \*بعد از پر کردن هر ظرف برای جلوگیری از نشت احتمالی آنرا در کاغذ مخصوص جذب کننده موجود در بسته بندی پیچیده و آنرا دوباره در جای خود قرار دهید.

### نکات مهم:

مایع موجود در ظرفها (saf) حاوی استات سدیم (۱.۵ درصد)، اسید استیک (۲ درصد) و فرم آلد هید (۱.۵ درصد) است و قابل آشامیدن نیست. بنابراین از نوشیدن آن اکیداً خودداری نموده و در صورت نوشیدن اتفاقی آن حداقل دو لیوان شیر آشامیده و بلافاصله با دکتر تماس بگیرید.  
 تماس این مایع با پوست در صورتیکه بلافاصله با آب شسته شود بی خطر است.